

Petunjuk Instalasi smartLab

1. Untuk Aplikasi dan Server Database dalam satu komputer

a) Run file setup_db_engine.exe

- Klik Ceklis [**I Accept the license condition**], lalu Klik **Next** [Tanda tombol : >]
- Pilih OS yang digunakan untuk Database Server, Klik **Next**
- Klik **Next**.
- Proses instalasi berjalan ... Klik **Next** jika sudah selesai
- Klik **No, end**

b) Run file setup_smartLab_4.exe

- Pilih folder tujuan, Klik **Next**
- Pilih **Aplikasi dan Data (PC sbg server dan client)**
- Klik **Next**
- **Klik Next**
- Klik **Install** untuk mulai
- Klik Finish. Sekarang di desktop dan di program menu sudah tersedia shortcut smartLab

2. Untuk hanya Aplikasi saja (Database terpasang di komputer lainnya)

Run file setup_smartLab_4.exe

- Pilih folder tujuan, Klik **Next**
- Pilih **Aplikasi (PC sbg client saja)**
- Klik **Next**
- **Klik Next**
- Klik **Install** untuk mulai
- Klik Finish. Sekarang di desktop dan di program menu sudah tersedia shortcut smartLab

Penggunaan pertama kali smartLab

Jalankan smartLab dari desktop atau dari start menu (Start – All Program – smartLab – smartLab).

Sewaktu program pertama kali dijalankan, **jika** meminta alamat server, diisi dengan alamat Database Server. Atau klik **Cari** untuk mencari secara otomatis di jaringan LAN anda.

Contoh :

- Localhost : komputer database server sama dengan aplikasi
- 192.168.1.11 : alamat ip database server
- CPU_SERVER : nama netbios database server

- Laboratoriumku.org : nama domain database server, jika akan diakses via internet.
- 118.12.22.4 : ip public, jika akan diakses via internet.

Catatan :

- Antar komputer client dengan server sudah bisa komunikasi, silakan cek dengan PING
- Pada komputer server, port 4900 dan 4999 harus dibuka
- Untuk akses via internet anda harus sudah memforward port yg diperlukan (4900 dan 4999) ke komputer database server tersebut

Jika sukses koneksi ke server, login aplikasi dengan User awal :

Username : **ADMIN**

Password : **ADMIN**

smartLab 4.0
User Level Description

Legend :

2	Granted
1	Denied

MENU	ADMIN		RESEPSIONIS		ANALIS		KEUANG								
	View	Maintain	View	Maintain	View	Maintain	View	M							
Master Test															
Kelompok Test															
Metode Pemeriksaan															
Sample / Bahan Test															
Kategori Fee Analis									2	1					
Master Test															
Harga															
Fee Analis															
Nilai Normal															
Harga Pemeriksaan															
Harga															
Fee Pemeriksaan															
Master Data															
Pasien					2	1									
Cetak ID Card															
Dokter															
Fee Dokter					2	1									
Pengirim Pasien															
Diskon					2	1									
Lab Rujukan															
Refferensi															
Loket Pemeriksaan			2	1											
Spesialisasi Dokter															
Template Hasil Memo			2	1											
Jenis Pekerjaan															
Tingkat Pendidikan															
Pendaftaran															
Hasil Test			2	1											
Pembayaran Kontraktor															
Explore															
Pemeriksaan								2							
Pembayaran															
Cetak Kwitansi															
Cetak Bukti															
Pelunasan															
Isi Pembayaran															

Hasil Test		2	1		2
Tools					
Pengguna Aplikasi					
Setting Aplikasi					
Setting Koneksi Database					
Pengaturan User					
Reindex Data					
Lisensi Aplikasi					