

# Petunjuk Instalasi smartClinic

---

## 1. Untuk Aplikasi dan Server Database dalam satu komputer

- a) Run file setup\_db\_engine.exe
  - Klik Ceklis [ **I Accept the license condition** ], lalu Klik **Next** [ Tanda tombol : > ]
  - Pilih OS yang digunakan untuk Database Server, Klik **Next**
  - Klik **Next**.
  - Proses instalasi berjalan ... Klik **Next** jika sudah selesai
  - Klik **No, end**
  
- b) Run file setup\_smartClinic-x64.exe
  - Jika ada konfirmasi User Account Control (UAC), klik **Yes**
  - Pilih folder tujuan, Klik **Next**
  - Pilih **Aplikasi dan Data (PC sbg server dan client)**
  - Klik **Next**
  - Klik **Next**
  - Klik **Install** untuk mulai
  - Klik Finish. Sekarang di desktop dan di program menu sudah tersedia shortcut smartClinic

## 2. Untuk hanya Aplikasi saja (Database terpasang di komputer lainnya)

Run file setup\_smartClinic-x64.exe

- Jika ada konfirmasi User Account Control (UAC), klik **Yes**
- Pilih folder tujuan, Klik **Next**
- Pilih **Aplikasi (PC sbg client saja)**
- Klik **Next**
- Klik **Next**
- Klik **Install** untuk mulai
- Klik Finish. Sekarang di desktop dan di program menu sudah tersedia shortcut smartClinic

# Penggunaan pertama kali smartClinic

---

Jalankan smartClinic dari desktop atau dari start menu (Start – All Program – smartMedis – smartClinic).

Sewaktu program pertama kali dijalankan, **jika** meminta alamat IP Server, diisi dengan IP Server dimana database terinstall.

**Contoh :**

- Localhost : komputer database server sama dengan aplikasi
- 192.168.1.11 : alamat ip database server
- CPU\_SERVER : nama netbios database server
  
- myklinik.com : nama domain database server, jika akan diakses via internet.
- 118.12.22.4 : ip public, jika akan diakses via internet.

**Catatan :**

- Antar komputer client dengan server sudah bisa komunikasi, silakan cek dengan PING
- Pada komputer server, port 4900 dan 4999 harus dibuka
- Untuk akses via internet anda harus sudah memforward port yg diperlukan (4900 dan 4999) ke komputer database server tersebut

Jika sukses koneksi ke server, login aplikasi dengan User awal :

Username : **ADMIN**

Password : **ADMIN**

User lainnya dengan level berbeda :

Username/Pasword : **RESEPSIONIS/RESEPSIONIS**

Username/Pasword : **DOKTER/DOKTER**

Username/Pasword : **BELI/BELI**